

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RILPL2



Numéro de catalogue: 15955-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15955-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8704

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013042

Identification du gène (NCBI):

196383

Nom complet:

Rab interacting lysosomal protein-like 2

MW calculé

211 aa, 24 kDa

MW observés:

24-28 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HL-60, cellules THP-1, cellules U-937

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Nadine Mykicki	27797962	Sci Transl Med	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15955-1-AP (RILPL2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.