

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MSK1



Numéro de catalogue: 15977-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15977-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8765

Numéro d'acquisition GenBank:

BC017187

Identification du gène (NCBI):

9252

Nom complet:

ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 5

MW calculé

549aa, 62 kDa; 802aa, 90 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

IF : cellules MCF-7,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of MCF-7 cells, using RPS6KA5 antibody 15977-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).