

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PSMB3



Numéro de catalogue: 15983-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 15983-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC013008	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 240 µg/ml by Nanodrop and 193 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 5691	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 3	
Isotype: IgG	MW calculé: 205 aa, 23 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG8784	MW observés: 23-27 kDa	

Applications

Applications testées:
IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules HEK-293T, cellules HeLa, cellules MCF-7, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

IHC : tissu hépatique humain,

IF : cellules Jurkat,

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15983-1-AP (PSMB3 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 15983-1-AP (PSMB3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Jurkat cells using PSMB3 antibody (15983-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15983-1-AP (PSMB3 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.