

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPL27A



Numéro de catalogue: 16002-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16002-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8596

Numéro d'acquisition GenBank:

BC005326

Identification du gène (NCBI):

6157

Nom complet:

ribosomal protein L27a

MW calculé

148 aa, 18 kDa

MW observés:

18 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

FC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A549,

IF : cellules A549,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhengxiang Zhang	35030975	Bioengineered	WB
Mahmoud Dabbah	33887527	Transl Res	WB,FC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16002-1-AP (RPL27A Antibody) at dilution of 1:300 incubated at 4 degree celsius over night.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed A549 cells using 16002-1-AP (RPL27A antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).