

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ELF4



Numéro de catalogue: 16020-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
16020-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 320 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG8836

Numéro d'acquisition GenBank:
BC017194

Identification du gène (NCBI):
2000

Nom complet:
E74-like factor 4 (ets domain
transcription factor)

MW calculé
663 aa, 71 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Paul M Tyler	34326534	Nat Immunol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

