

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TCN1



Numéro de catalogue: 16078-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 16078-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC018632	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 133 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 6947	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: transcobalamin I (vitamin B12 binding protein, R binder family)	
Isotype: IgG	MW calculé: 433 aa, 48 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG9072	MW observés: 65-70 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu salivaire humain,
IHC : tissu testiculaire humain, tissu d'amygdalite humaine

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human saliva were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16078-1-AP (TCN1 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at 4 degree celsius over night.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 16078-1-AP (TCN1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 16078-1-AP (TCN1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).