

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-STRA13



Numéro de catalogue: 16116-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16116-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 20 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9044

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009571

Identification du gène (NCBI):

201254

Nom complet:

stimulated by retinoic acid 13 homolog (mouse)

MW calculé

63 aa, 7 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

STRA13, also named as CENPX, FAAP10 and MHF2, is a centromere protein with MW 10 kDa. It is recruited to forks stalled by DNA interstrand cross-links, and required for cellular resistance to such lesions. STRA13 may be involved as a repressor in a number of decision events occurring during differentiation of various cell lineages.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

