

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-INTS4



Numéro de catalogue: 16130-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16130-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9116

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009995

Identification du gène (NCBI):

92105

Nom complet:

integrator complex subunit 4

MW calculé

963aa, 108 kDa; 505aa, 57 kDa

MW observés:

108 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, cellules Jurkat, cellules MCF-7

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16130-1-AP (INTS4 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.