

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CXCR4B-specific



Numéro de catalogue: 16161-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	16161-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	NM_001008540	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul	Identification du gène (NCBI):	7852		
Hôte:	Lapin	Nom complet:	chemokine (C-X-C motif) receptor 4		
Isotype:	IgG	MW calculé	40 kDa		

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

CXCR4B, also named as CXCR4-LO, CD184, LESTR, LCR1, FB22, NPYRL, HM89 and Fusin. The antibody is specific to CXCR4B isoform.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

