

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LMF2



Numéro de catalogue: 16249-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 16249-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC014652	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 91289	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:20-1:200 IF 1:10-1:100
Hôte: Lapin	Nom complet: Lipase maturation factor 2	
Isotype: IgG	MW calculé 682 aa, 77 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG9208	MW observés: 80 kDa	

Applications

Applications testées: IF, IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	WB : cellules HeLa, tissu cérébral humain
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.	IHC : tissu rénal humain,
	IF : cellules MCF-7,

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16249-1-AP (LMF2 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney using 16249-1-AP (LMF2 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney using 16249-1-AP (LMF2 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of MCF-7 cells, using 16249-1-AP and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).