

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- PLEKHB2



Numéro de catalogue: 16265-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16265-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9330

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013991

Identification du gène (NCBI):

55041

Nom complet:

pleckstrin homology domain containing, family B (evectins) member 2

MW calculé

222 aa, 25 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

PLEKHB2, also named as EVT2 (Evectin-2), is involved in retrograde transport of recycling endosomes. PLEKHB2 has been identified as post-Golgi proteins of unknown function that have a PH domain that typically binds polyphosphoinositides. PLEKHB2 is expressed in a broad range of tissues. PLEKHB2 has some isoforms with MW 19-26 kDa and 34 kDa. This antibody recognizes all the isoforms of PLEKHB2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

