

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TUSC4



Numéro de catalogue: 16319-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16319-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 93 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9372

Numéro d'acquisition GenBank:

BC021984

Identification du gène (NCBI):

10641

Nom complet:

tumor suppressor candidate 4

MW calculé

380 aa, 44 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

NPRL2 (NPR2 Like, GATOR1 Complex Subunit) is a Protein Coding gene associated with Epilepsy, Familial Focal. As a component of the GATOR1 complex functions as an inhibitor of the amino acid-sensing branch of the TORC1 pathway. Homologous to yeast nitrogen permease (candidate tumor suppressor) (NM_006545, BC021984) gene encodes a protein of molecular mass of 50 kDa. Data by using overlapping and nested homozygous deletions methods indicate that this protein might be a tumor suppressor involving in the development of lung cancers.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

