

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GFRA1



Numéro de catalogue: 16324-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
16324-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 160 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG9407

Numéro d'acquisition GenBank:
BC014962

Identification du gène (NCBI):
2674

Nom complet:
GDNF family receptor alpha 1

MW calculé
460 aa, 51 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

GFRA1, also named as GDNFRA, RETL1 and TRNR1, is a receptor for GDNF. It mediates the GDNF-induced autophosphorylation and activation of the RET receptor. GFRA1 has two isoforms with MW 45-50 kDa and 50-55 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

