

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ABP1



Numéro de catalogue: 16338-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16338-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9492

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014093

Identification du gène (NCBI):

26

Nom complet:

amiloride binding protein 1 (amine oxidase (copper-containing))

MW calculé

751 aa, 85 kDa

MW observés:

85 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu rénal humain, tissu placentaire humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yumei Rong	34744725	Front Pharmacol	WB, IF
Fen Xu	32210620	Cancer Manag Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 16338-1-AP (ABP1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 16338-1-AP (ABP1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).