

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SHOX2



Numéro de catalogue: 16366-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16366-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 227 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9156

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008829

Identification du gène (NCBI):

6474

Nom complet:

short stature homeobox 2

MW calculé

355 aa, 38 kDa

MW observés:

35-40 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF-7, cellules PC-12, cellules Raji

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Heng Zhang	36199421	Oxid Med Cell Longev	WB
Peng Ren	36118887	Front Genet	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16366-1-AP (SHOX2 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.