

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MRPS5



Numéro de catalogue: 16428-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16428-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9672

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014172

Identification du gène (NCBI):

64969

Nom complet:

mitochondrial ribosomal protein S5

MW calculé

430 aa, 48 kDa

MW observés:

38-42 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules Jurkat

IHC : tissu rénal humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yiwen Liu	36989676	Transl Oncol	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16428-1-AP (MRPS5 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of MRPS5 antibody (16428-1-AP; 1:1200; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-MRPS5 transfected HeLa cells.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 16428-1-AP (MRPS5 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 16428-1-AP (MRPS5 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).