

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-BTF3L4



Numéro de catalogue: 16500-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

16500-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9666

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022371

Identification du gène (NCBI):

91408

Nom complet:

basic transcription factor 3-like 4

MW calculé

158 aa, 17 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293T, cellules Jurkat

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice   | Pubmed ID | Journal     | Application |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Pan Huang | 36620589  | Front Oncol | WB          |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)

W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16500-1-AP (BTF3L4 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at 4 degree celsius over night.