

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IL13RA2



Numéro de catalogue: 16553-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16553-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9556

Numéro d'acquisition GenBank:

BC020739

Identification du gène (NCBI):

3598

Nom complet:

interleukin 13 receptor, alpha 2

MW calculé

380 aa, 44 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

IL13RA2, also named as IL13R and CD213a2, belongs to the type I cytokine receptor family and Type 5 subfamily. It binds as a monomer with high affinity to interleukin-13 (IL13), but not to interleukin-4 (IL4). The IL13RA2 gene is often overexpressed in brain tumors (PMID:19895199).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

