

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BATF2



Numéro de catalogue: 16592-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16592-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 160 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9551

Numéro d'acquisition GenBank:

BC012330

Identification du gène (NCBI):

116071

Nom complet:

basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 2

MW calculé

29 kDa

MW observés:

29 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

IP : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yiqun Zhang	35246006	Bioengineered	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-BATF2 (IP:16592-1-AP, 3ug;
Detection:16592-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate
1200ug.