

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti- OXSM



Numéro de catalogue: 16642-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 16642-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC008202	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 54995	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:3000 IHC 1:100-1:400
Hôte: Lapin	Nom complet: 3-oxoacyl-ACP synthase, mitochondrial	
Isotype: IgG	MW calculé 49 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG10004	MW observés: 46 kDa	

## Applications

Applications testées:  
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cardiaque humain,  
IHC : tissu cardiaque humain,

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer  
l'antigène avec un tampon de TE buffer pH  
9.0; (\*) À défaut, le démasquage de  
l'antigène peut être effectué avec un  
tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



human heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16642-1-AP (OXSM antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 16642-1-AP (OXSM Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 16642-1-AP (OXSM Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).