

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZER1



Numéro de catalogue: 16647-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16647-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10031

Numéro d'acquisition GenBank:

BC052563

Identification du gène (NCBI):

10444

Nom complet:

zer-1 homolog (C. elegans)

MW calculé

766 aa, 88 kDa

MW observés:

80-88 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB: cellules PC-3, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

IP: tissu testiculaire de souris,

IHC: tissu testiculaire humain, tissu ovarien humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16647-1-AP (ZER1 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ZER1 (IP:16647-1-AP, 3ug; Detection:16647-1-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 4000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tissue slide using 16647-1-AP (ZER1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 16647-1-AP (ZER1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).