

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-PRKX



Numéro de catalogue: 16651-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
16651-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 150 µg/ml by  
Nanodrop and 147 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG10083

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC041073

Identification du gène (NCBI):  
5613

Nom complet:  
protein kinase, X-linked

MW calculé  
358 aa, 41 kDa

MW observés:  
41 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:1000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB: cellules Jurkat, tissu pulmonaire de souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16651-1-AP (PRKX antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.