

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ST6GALNAC2



Numéro de catalogue: 16658-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16658-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 67 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10112

Numéro d'acquisition GenBank:

BC040455

Identification du gène (NCBI):

10610

Nom complet:

ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2

MW calculé

374 aa, 42 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

ST6GALNAC2 is a type II transmembrane glycoprotein with an N-terminal cytoplasmic tail, a short transmembrane segment, a stem region, and a 347-amino acid catalytic domain containing sialyl motifs L, S, and VS. It has 3 potential N-glycosylation sites.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

