

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMEM71



Numéro de catalogue: 16722-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

16722-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10161

Numéro d'acquisition GenBank:

BC105783

Identification du gène (NCBI):

137835

Nom complet:

transmembrane protein 71

MW calculé

232 aa, 26 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

IHC : tissu de cancer de la prostate humain,

## Informations générales

TMEM71 is a transmembrane protein which was found to be associated with the glucocorticoids (GC) response status of the Acute Graft-versus-Host Disease (aGvHD) patients.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wenhao Li	36403174	Hum Cell	IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer tissue slide using 16722-1-AP (TMEM71 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer tissue slide using 16722-1-AP (TMEM71 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).