

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DNAJB12



Numéro de catalogue: 16780-1-AP

Phare

10 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16780-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10193

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011812

Identification du gène (NCBI):

54788

Nom complet:

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 12

MW calculé

375 aa, 42 kDa

MW observés:

40-42 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:8000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

ChIP, IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, cellules A549, cellules MCF-7, cellules MKN-45, tissu cérébral de rat, tissu cérébral humain, tissu hépatique humain, tissu rénal humain

IP : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Allison Dupzyk	29769335	J Virol	WB
Xiaofang Liu	32161173	J Virol	WB,IP
Christopher Paul Walczak	24675744	PLoS Pathog	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16780-1-AP (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16780-1-AP (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16780-1-AP (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-DNAJB12 (IP:16780-1-AP, 4ug; Detection:16780-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 4000ug.