

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PLCD3



Numéro de catalogue: 16792-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16792-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 147 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10249

Numéro d'acquisition GenBank:

BC072384

Identification du gène (NCBI):

113026

Nom complet:

phospholipase C, delta 3

MW calculé

789 aa, 89 kDa

MW observés:

85 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, porc

Contrôles positifs:

WB: cellules SH-SY5Y, cellules A549, cellules U2OS

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Weidong Liu	29115528	Oncol Rep	WB
Hua Li Chen	31898356	J Cell Biochem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16792-1-AP (PLCD3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.