

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HIP1R



Numéro de catalogue: 16814-1-AP

Phare

8 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16814-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10353

Numéro d'acquisition GenBank:

BC067085

Identification du gène (NCBI):

9026

Nom complet:

huntingtin interacting protein 1 related

MW calculé

615 aa, 70 kDa, 120 kDa

MW observés:

120 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, cellules HeLa, tissu cardiaque de souris, tissu hépatique humain, tissu pulmonaire de souris, tissu rénal de souris

IP : tissu cérébral de souris,

IHC : tissu placentaire humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Riyad N H Seervai	33008892	Sci Adv	WB
Huanbin Wang	30397328	Nat Chem Biol	WB,IP,IF
Han Yao	34458782	RSC Chem Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16814-1-AP (HIP1R antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 16814-1-AP (HIP1R antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16814-1-AP (HIP1R Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-HIP1R (IP:16814-1-AP, 4ug; Detection:16814-1-AP 1:1000) with mouse brain tissue lysate 4000ug.