

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RBM26



Numéro de catalogue: 16823-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 16823-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC000791	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 64062	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:12000 IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:2000-1:10000 for WB
Hôte: Lapin	Nom complet: RNA binding motif protein 26	IHC 1:20-1:200 IF 1:20-1:200
Isotype: IgG	MW calculé 983 aa, 111 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG10398	MW observés: 125 kDa	

Applications

Applications testées: IF, IHC, IP, WB, ELISA	Contrôles positifs:
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	IP : cellules HEK-293, IHC : tissu cérébral humain, IF : cellules HepG2,

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16823-1-AP (RBM26 antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 16823-1-AP (RBM26 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 16823-1-AP (RBM26 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using RBM26 antibody 16823-1-AP at 1:100 dilution and FITC-labeled donkey anti-rabbit IgG(green). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).



IP result of anti-RBM26(IP:16823-1-AP, 4ug; Detection:16823-1-AP 1:5000) with HEK-293 cells lysate 1400 ug.