

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FGF2-Specific



Numéro de catalogue: 16872-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16872-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_002006

Identification du gène (NCBI):

2247

Nom complet:

fibroblast growth factor 2 (basic)

MW calculé

31 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Fibroblast growth factor-2 (FGF-2), also referred to as basic FGF, belongs to a family of growth factors that stimulate proliferation of cells of mesenchymal, epithelial and neuroectodermal origin. The mRNA for this gene contains multiple polyadenylation sites, and is alternatively translated from non-AUG (CUG) and AUG initiation codons, resulting in at least five different isoforms with distinct properties.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

