

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FGF3-Specific



Numéro de catalogue: 16874-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 16874-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: NM_005247	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 2248	Dilutions recommandées: IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: fibroblast growth factor 3 (murine mammary tumor virus integration site (v-int-2) oncogene homolog)	
Isotype: IgG	MW calculé 27 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu de cancer du foie humain, tissu placentaire humain
Spécificité de l'espèce: Humain	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

FGF3 is a member of the Fibroblast growth factor family, binding to Fibroblast Growth Factor Receptor 3 (FGFR3). Frequent amplification of this gene has been found in human tumors, which may be important for neoplastic transformation and tumor progression. FGF-3 was reported to be responsible for most of breast malignancies. This antibody is specific to FGF-3. It does not bind other FGFs.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 16874-1-AP (FGF3-Specific Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 16874-1-AP (FGF3-Specific Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).