

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF35



Numéro de catalogue: 16935-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16935-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10432

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013597

Identification du gène (NCBI):

7584

Nom complet:

zinc finger protein 35

MW calculé

527 aa, 59 kDa

MW observés:

59 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16935-1-AP (ZNF35 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16935-1-AP (ZNF35 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.