

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DCTN6



Numéro de catalogue: 16947-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16947-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10561

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013175

Identification du gène (NCBI):

10671

Nom complet:

dynactin 6

MW calculé

190 aa, 21 kDa

MW observés:

27 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:600-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, singe, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, tissu pulmonaire de souris, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu testiculaire de souris, tissu rénal humain, tissu splénique humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Samantha L Cavolo	26023088	Mol Biol Cell	WB
Md Golam Sharoar	34371284	Neurobiol Aging	WB,IF,IP
Florenca di Pietro	28803871	Curr Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquote n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16947-1-AP (DCTN6 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 16947-1-AP (DCTN6 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 16947-1-AP (DCTN6 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-DCTN6 (IP:16947-1-AP, 4ug; Detection:16947-1-AP 1:500) with mouse testis tissue lysate 4800ug.