

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GBA3



Numéro de catalogue: 16980-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16980-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 120 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9936

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029362

Identification du gène (NCBI):

57733

Nom complet:

glucosidase, beta, acid 3 (cytosolic)

MW calculé

18 kDa, 54 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

GBA3(cytosolic beta-glucosidase) is also named as CBG, CBGL1 and belongs to the glycosyl hydrolase 1 family and Klotho subfamily. It catalyses the hydrolysis of O-linked β -glycosidic bonds at the non-reducing end of carbohydrates with retention of anomeric configuration. It is a 53-kDa monomeric protein with a pI of 4.7-4.8, present in the liver, kidney, intestine and spleen of humans(PMID:12667141). It has 2 isoforms produced by alternative splicing.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

