

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- ACTRT2



Numéro de catalogue: 16992-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16992-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 150 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10597

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029499

Identification du gène (NCBI):

140625

Nom complet:

actin-related protein T2

MW calculé

376 aa, 42 kDa

MW observés:

40-42 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, tissu testiculaire de rat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiao-Zhen Zhang	35616329	Development	WB
Xiao-Zhen Zhang	35793634	Cell Rep	CoIP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16992-1-AP (ACTRT2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.