

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BTBD10



Numéro de catalogue: 16995-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16995-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10684

Numéro d'acquisition GenBank:

BC017072

Identification du gène (NCBI):

84280

Nom complet:

BTB (POZ) domain containing 10

MW calculé

475 aa, 54 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

BTBD10 is a novel Akt-interacting protein with a BTB/POZ domain, which equally binds to any Akt. BTBD10 appears to behave as a suppressor of cell death including neuronal cell death related to ALS and an enhancer of cell growth via its positive regulation of Akt phosphorylation. The protein is expressed ubiquitously in vivo, distributing in cells as a unique cytoplasmic filamentous around the nucleus. This antibody 16995-1-AP is raised against C-terminal 220 amino acids of full protein.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

