

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPL18



Numéro de catalogue: 17029-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17029-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 170 µg/ml by Nanodrop and 140 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10474

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009708

Identification du gène (NCBI):

6141

Nom complet:

ribosomal protein L18

MW calculé

188 aa, 22 kDa

MW observés:

22-26 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, porc

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HEK-293, cellules HepG2

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Qinghe Zhu	36084747	Virus Res	WB
Magdalena Wolczyk	37123244	iScience	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17029-1-AP (RPL18 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.