

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DPPA4



Numéro de catalogue: 17045-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 17045-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC032846	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 213 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 55211	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000
Hôte: Lapin	Nom complet: developmental pluripotency associated 4	
Isotype: IgG	MW calculé: 304 aa, 34 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG10594	MW observés: 34-40 kDa	

Applications

Applications testées: WB,ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules L02,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

DPPA4 is a nuclear factor associated with active chromatin and that it regulates differentiation of ES cells into a primitive ectoderm lineage. The MW of DPPA4 is 34-40 kDa with phospho modification.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



L02 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17045-1-AP (DPPA4 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.