

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TSC22D1



Numéro de catalogue: 17055-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17055-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10763

Numéro d'acquisition GenBank:

BC016867

Identification du gène (NCBI):

8848

Nom complet:

TSC22 domain family, member 1

MW calculé

144 aa, 16 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

TSC22 domain family 1, transforming growth factor beta 1 induced transcript 4, (TSC22D1, synonyms: TSC22, TGFB1L4, MGC17597) is a member of a family of leucine zipper containing transcription factors with repressor activity and belongs to the large family of early response genes. TSC-22 regulates cell growth and differentiation, and cell death. Leucine zipper structure of TSC22 inhibits the anchorage independent growth of cancer cells. TSC-22 is also an important downstream component of peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) and TGF-beta signaling during intestinal epithelial cell differentiation. This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against full length TSC22D1 of human origin.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

