

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-AUH



Numéro de catalogue:17079-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
17079-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 260 µg/ml by
Nanodrop and 187 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG11265

Numéro d'acquisition GenBank:
BC020722

Identification du gène (NCBI):
549
Nom complet:
AU RNA binding protein/enoyl-
Coenzyme A hydratase

MW calculé
310 aa, 33 kDa

MW observés:
32 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000
for WB
IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IHC, IP, WB,ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer
l'antigène avec un tampon de TE buffer pH
9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de
l'antigène peut être 'effectué avec un
tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain,

IP : cellules HeLa,

IHC : tissu cérébral humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17079-1-AP (AUH antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 17079-1-AP (AUH antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 17079-1-AP (AUH antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



IP result of anti-AUH (IP:17079-1-AP, 4ug;
Detection:17079-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 2800 ug.