

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PDLIM7



Numéro de catalogue: 17080-1-AP **Phare**

Informations de base

Numéro de catalogue:
17080-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1334

Numéro d'acquisition GenBank:
BC014521

Identification du gène (NCBI):
9260

Nom complet:
PDZ and LIM domain 7 (enigma)

MW calculé
50 kDa

MW observés:
48-50 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:2000-1:10000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB
IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, cellules HeLa

IP : cellules Jurkat,

IHC : tissu hépatique humain, tissu cutané humain, tissu ovarien humain, tissu rénal humain, tissu splénique humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




WB result of PDLIM7 antibody (17080-1-AP; 1:5000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-PDLIM7 transfected HeLa cells.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17080-1-AP (PDLIM7 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver using 17080-1-AP (PDLIM7 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver using 17080-1-AP (PDLIM7 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



IP Result of anti-PDLIM7 (IP:17080-1-AP, 4ug; Detection:17080-1-AP 1:1000) with Jurkat cells lysate 3600ug.