

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GMCL1L



Numéro de catalogue: 17129-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
17129-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 107 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG10873

Numéro d'acquisition GenBank:
BC024185

Identification du gène (NCBI):
64396

Nom complet:
germ cell-less homolog 1
(Drosophila)-like

MW calculé
526 aa, 60 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

GMCL1L, also named as GCL and GMCL1P1, is possible function in spermatogenesis. It enhances the degradation of MDM2 and increases the amount of p53 probably by modulating the nucleocytoplasmic transport.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

