

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-TCEA3



Numéro de catalogue: 17158-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
17158-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 300 µg/ml by  
Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG10404

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC041613

Identification du gène (NCBI):  
6920

Nom complet:  
transcription elongation factor A (SII),  
3

MW calculé  
348 aa, 39 kDa

MW observés:  
39 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:2000-1:10000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000  
for WB  
IF 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:  
IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain

Espèces citées:  
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2

IP : cellules HeLa,

IF : cellules HeLa,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jia Li	26498664	Med Sci Monit	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17158-1-AP (TCEA3 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-TCEA3 (IP:17158-1-AP, 4ug; Detection:17158-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 520ug.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HeLa cells using 17158-1-AP (TCEA3 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).