

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GBA2



Numéro de catalogue: 17164-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17164-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10606

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011363

Identification du gène (NCBI):

57704

Nom complet:

glucosidase, beta (bile acid) 2

MW calculé

927 aa, 105 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

GBA2(Non-lysosomal glucosylceramidase) is also named as KIAA1605,NLGase and belongs to the non-lysosomal glucosylceramidase family.It catalyzes the conversion of glucosylceramide to free glucose and ceramide and is involved in sphingomyelin generation and prevention of glycolipid accumulation.GBA2 contains a putative membrane-spanning domain and 2 potential N-glycosylation sites. However, glycosidase treatment indicated that GBA2 is not a glycoprotein(PMID:11489889).It has 3 isoforms produced by alternative splicing.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

