

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LETM2



Numéro de catalogue: 17180-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17180-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029541

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 187 µg/ml by Nanodrop and 187 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

137994

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Hôte:

Lapin

Nom complet:

leucine zipper-EF-hand containing transmembrane protein 2

Isotype:

IgG

MW calculé

277 aa, 31 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG10900

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu placentaire humain, tissu d'intestin grêle humain

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shurui Zhou	36230646	Cancers (Basel)	WB,IHC
Yuhong Zhang	34628513	J Mol Med (Berl)	WB
Caixia Cheng	26833333	Am J Hum Genet	WB,IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 17180-1-AP (LETM2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 17180-1-AP (LETM2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).