

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPS14



Numéro de catalogue: 17194-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17194-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 93 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9987

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003401

Identification du gène (NCBI):

6208

Nom complet:

ribosomal protein S14

MW calculé

16 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

The mammalian ribosome consists of 4 RNA species and approximately 80 different proteins. The ribosomal proteins are encoded by complex gene families that include at least 1 active intron-containing gene and multiple processed pseudogenes[PMID 3785212]. The RPS14 gene, encoding a ribosomal protein that belongs to the 40S ribosome, and mapping to the commonly deleted region (CDR) of the 5q- syndrome, shows haploinsufficiency in the CD34+ cells of patients with this disorder[PMID:22430631].

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

