

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ERP27



Numéro de catalogue: 17225-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
17225-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 227 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG11063

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC030218

Identification du gène (NCBI):  
121506

Nom complet:  
endoplasmic reticulum protein 27

MW calculé  
273 aa, 30 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

