

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-FYN



Numéro de catalogue: 17237-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
17237-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 133 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG11080

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC032496

Identification du gène (NCBI):  
2534

Nom complet:  
FYN oncogene related to SRC, FGR,  
YES

MW calculé  
537aa,61 kDa; 482aa,55 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Demandes citées:  
CoIP, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
Humain

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaoyan Xu	36153598	Parasit Vectors	WB,CoIP

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

