

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HBZ



Numéro de catalogue: 17284-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
17284-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 600 µg/ml by
Nanodrop and 167 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG11061

Numéro d'acquisition GenBank:
BC027892

Identification du gène (NCBI):
3050

Nom complet:
hemoglobin, zeta

MW calculé
142 aa, 16 kDa

MW observés:
16 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562,

Informations générales

HBZ, also named as Zeta-globin and HBAZ, belongs to the globin family. HBZ is an alpha-type chain of mammalian embryonic hemoglobin, synthesized primarily in the yolk sac.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17284-1-AP (HBZ antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.