

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NLN



Numéro de catalogue: 17306-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 17306-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC004985	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul	Identification du gène (NCBI): 57486	
Hôte: Lapin	Nom complet: neurolysin (metallopeptidase M3 family)	
Isotype: IgG	MW calculé 607 aa, 70 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG11193		

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

NLN (Neurolysin, mitochondrial) is also named as AGTBP, KIAA1226 and belongs to the peptidase M3 family. It is an enzyme involved in the metabolic inactivation of bioactive peptides and functions as a monomer of molecular mass 78 kDa. It also can be detected the molecular weight between 70 kDa and 85 kDa according to the reports (PMID:10095765, 11092934). The full length protein has a transit peptide with 37 amino acids.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

