

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBE2U



Numéro de catalogue: 17323-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17323-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 373 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11302

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029895

Identification du gène (NCBI):

148581

Nom complet:

ubiquitin-conjugating enzyme E2U (putative)

MW calculé

226aa, 27 kDa; 321aa, 38 kDa

MW observés:

38 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

UBE2U (Ubiquitin-conjugating enzyme E2 U) is also named as Ubiquitin carrier protein U, Ubiquitin-protein ligase U and belongs to the ubiquitin-conjugating enzyme family. It catalyzes the covalent attachment of ubiquitin to other proteins. It has 2 isoforms produced by alternative splicing with the molecular weight of 38 kDa and 27 kDa.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yingying Guo	27903633	J Biol Chem	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

